

Exacto

LA PRECISION TOUT SIMPLEMENT

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR CE 0197

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro digitální teploměr EXACTO firmy Dectra Pharm. Vybrali jste si dobře a tohoto rozhodnutí nebudete litovat. Váš teploměr nabízí opravdu řadu výhod:

- Lékařskou přesnost
- Funkční kontrolu
- Vodotěsnost a nerozbitnost
- Snadnou použitelnost

Popis teploměru



Návod k použití

Vyndejte teploměr z pouzdra. Zkontrolujte, jestli jsou měřicí špička a sonda čisté.

- 1/ Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- 2/ Zvukový signál ohlásí, že teploměr je zapnutý, na displeji se zobrazí **0.00** a poté poslední měření uložené v paměti.
- 3/ Na displeji se zobrazí **Lo** a blikající °C. Teploměr je nyní připravený k měření.
- 4/ Změřte teplotu. Při měření teploty teploměrem nehybejte. °C bliká.
- 5/ Jakmile se teplota stabilizuje (po cca 30 sekundách), série zvukových signálů ohlásí, že měření je ukončeno. Teplota se zobrazí na displeji a automaticky se uloží do paměti.
- 6/ Přečtete výsledek a stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí přístroj vypnete. Jinak se automaticky vypne po cca 10 minutách.

Údržba a čištění

Po každém použití měřicí sondu dezinfikujte ředěným etanolem. Nepoužívejte jiné chemické výrobky nebo čistý etanol.

- Neponořujte celý teploměr do vody, protože by došlo k poškození jeho elektrického obvodu a vy byste již nebyli chráněni zárukou.
- Nevystavujte přístroj přímému působení slunečního záření nebo pisku.
- Teploměr použijte pouze k měření teploty lidského těla.
- Neotáčejte ani nezhýbejte měřicí sondu.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučuje se vyndat baterii.

„Nelikvidujte teploměr spolu s domovním odpadem“
„Používejte sběrná místa, která máte k dispozici!“

Technické údaje

Digitální teploměr EXACTO firmy Dectra Pharm se dodává s baterií a pevným průhledným pouzdrům.

- Digitální displejano
- Rozsah měření35,5 °C/42,0 °C
- Přesnost na jednu desetinnou čárku
- Zvukový signál ohlašující ukončené měřeníano
- Rychlé měření (mezi 30 a 50 sekundami)ano
- Funkční kontrolaano
- Poslední hodnota uložená v pamětiano
- Nerozbitnýano
- Životnost baterie cca 2 roky
- Více než 4 000 měřeníano
- Automatické vypnutíano (po 10 minutách nepoužívání)
- Indikátor slabé baterieano
- Vyhovuje normě CEano

Způsoby měření

Digitální teploměr EXACTO firmy Dectra Pharm měří teplotu těla:

- V ústní dutině
Očistěte důkladně měřicí sondu ředěným etanolem. Umístěte teploměr pod jazyk. Zavřete ústa, ale přístroj nezhýbejte ani s ním nepohybujte. Před vyndáním přístroje a přečtením teploty počkejte na zvukový signál, který oznamuje konec měření (po 30 až 40 sekundách).
- V podpaží
Očistěte podpaží a měřicí sondu ředěným etanolem. Umístěte teploměr do podpaží (uprostřed). Spusťte paži, aby držela teploměr na místě v podpaží. Během měření teploměrem nehybejte. Před vyndáním přístroje a přečtením teploty počkejte na zvukový signál, který oznamuje konec měření (po 60 až 90 sekundách).
- V konečniku
Očistěte důkladně měřicí sondu ředěným etanolem. 2/3 délky měřicí hlavy zasuňte do konečniku. Během měření teploměrem nehybejte. Před vyndáním přístroje a přečtením teploty počkejte na zvukový signál (po 30 až 40 sekundách).

Pozn.: Neprovádějte měření teploty těla po jídle, tělesném cvičení nebo po koupeli.

Průměrné teploty

Ústní dutina	Podpaží	Konečník
36,6 °C	36,1 °C	37,0 °C

Výměna baterií

Vysuňte kryt přihrádky na baterie.

Vyndejte vybitou baterii pomocí zašpičatělého nekovového předmětu. Vložte novou baterii (1,50 V typ LR41, SR41 nebo AG3, [+] pól nahore). Zavřete víčko.

Záruka: Váš digitální teploměr EXACTO byl vyroben velmi pečlivě. Firma Dectra Pharm poskytuje záruku, která se vztahuje na všechny výrobní vady zjištěné během 2 let ode dne zakoupení, přičemž platným důkazem o zakoupení je účtenka. Během záruční doby se opravy výrobních vad provádějí bezplatně (výměna dílů a práce).

DŮLEŽITÉ: Firma Dectra Pharm si vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost za opravy běžně kryté zárukou v případě, že přístroj byl poškozen nesprávným použitím.

Exacto