

WADEX

PROTECT TODAY FOR TOMORROW!

LUXURY CONDOMS
www.wadex.ch



1



DE Benutzen Sie jedes Kondom immer nur einmal.

GB Use each condom only once.

RU Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.

EE Iga kondoom on ühekordseks kasutamiseks.

LV Prezervatīvu izmantojiet tikai vienu reizi.

LT Prezervatyvą naudokite tik vieną kartą.

CZ Každý kondom je určen pro jednorázové použití.

DE Beim öffnen der Verpackung keine scharfen Gegenstände verwenden. Das Kondom vorsichtig herausnehmen. Tragen Sie immer ein Kondom vor dem ersten Kontakt mit dem Körper des Partners.

GB Do not use any sharp objects when opening the foil. Remove the condom carefully. Only put the condom before contact with your partner's body.

RU При вскрытии упаковок не применяйте острые предметы. Осторожно выньте презерватив. Всегда надевайте презерватив до контакта с телом партнера.

EE Kondoomipaki avamisel ärge kasutage teravaid esemeid. Võtke kondoom ettevaatlikult pakist välja. Asetage kondoom sugutille enne kontakti partneri kehaga.

LV Prezervatīva iepakojuma (folijas) atvēršanai neizmantojiet asus priekšmetus. Uzmanīgi izņemiet prezervatīvu no iepakojuma. Uzvelciet prezervatīvu pirms kontakta ar partnera ķermeni.

LT Su prezervatyvu elkitės atsargiai – jį gali pažeisti nagai ir aštrūs daiktai. Prezervatyvą užsidėkite prieš lytinį aktą.

CZ Pro otevření obalu nepoužívejte žádné ostré předměty. Kondom opatrně vyjměte. Nasazujte ho těsně před pohlavním stykem.



2



3



4



5



6



7

DE Platzieren Sie das gerollte Kondom auf den Kopf des erigierten Penis. Drücken Sie mit zwei Fingern das Reservoir des Kondoms, um die Luft herauszupressen.

GB Place the condom over the end of the penis with the roll on the outside. With one hand pinch the teat of the condom to expel any trapped air.

RU Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена. Сонмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.

EE Asetage rullis kondoom erekteerunud seisundis peenise otsale. Vajutage kahe sõrme abil kokku kondoomi reservuaar, et tühjendada see õhust.

LV Ar diviem pirkstiem saspiest prezervatīva rezervuāru, lai no tā izspiestu lieko gaisu. Uzmanīgi uzvelciet (uzrullējiet) prezervatīvu tikai uz stingra dzimumlocekļa.

LT Pridėkite susuktą prezervatyvą ant sujudinto penio galvutės. Suspauskite dviem pirštais prezervatyvo rezervuarą tam, kad iš jo išėitų oras.

CZ Kondom navlékněte na špičku penisu tak, aby rolovací část směřovala ven. Prsty jedné ruky uchopte špičku kondomu a vytlačte přebytečný vzduch.

DE Schieben Sie das Kondom auf den Penis bis ganz nach unten.

GB Roll the condom down to the length of the penis to its base.

RU Расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена.

EE Rullige kondoom lahti, suunaga alla peenise alusjuureni.

LV Prezervatīvu uzvilkt līdz dzimumlocekļa lejas daļai.

LT Užmaukite prezervatyvą lytinio organo pagrindo link.

CZ Kondom rolujte až ke kořenu penisu.

DE Hören Sie auf, wenn Sie fühlen, dass das Kondom drückt oder abrutscht das kann zur einer Beschädigung oder einem Riss führen.

GB Stop and check if the user feels the condom slips off or is tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage.

RU Остановитесь и проверьте, если вы чувствуете, что презерватив соскальзывает слишком мал и/или жмёт – потому что это может привести к повреждению презерватива.

EE Peatuge ja kontrollige, kui te tunnete, et kondoom libiseb maha, on liiga väike või liiga suur – see võib viia kondoomi purunemiseni.

LV Apstājieties un pārbaudiet, ja rodas sajūtas, ka prezervatīvs slīd nost, pārāk mazs un/ vai spiež – var rasties prezervatīva bojājumu.

LT Sustokite ir patikrinkite, jeigu jaučiate, kad prezervatyvas nuslūnko, yra per mažas ir/arba spaudžia – tai gali įtakoti prezervatyvo plyšimą.

CZ Zkontrolujte, jestli kondom neskouzává nebo jestli není na penisu příliš těsný a napnutý, mohlo by to způsobit jeho prasknutí.

DE Halten Sie das Kondom beim Abziehen oben fest.

GB Withdraw the penis soon after ejaculation holding the condom firmly in place at the base.

RU Сразу после эякуляции извлеките пенис, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания.

EE Kohe peale ejakulatsiooni eemaldage ettevaatlikult kondoom peeniselt, hoides seda servast.

LV Pēc ejakulācijas izvelciet dzimumlocekli, pieturiet prezervatīvu tā lejas daļā, lai tas nenostidētu.

LT Iš karto po ejakuliacijos ištraukite penį prispausdami prie jo prezervatyvo briaunelę taip, kad prezervatyvas nenustytų. Atsargiai nuimkite prezervatyvą prilaikydami jį už pagrindo.

CZ Brzy po ejakulaci vysuňte penis a kondom přitom držte pevně u kořene.

DE Wickeln Sie das benutzte Kondom in ein Papiertuch und werfen es in einen Abfallbehälter. Kondome nicht in der Toilette entsorgen.

GB After use, wrap the condom in a tissue and dispose of it hygienically, not down the toilet.

RU Заверните использованный презерватив в салфетку и выбросьте его в мусорник, никогда не выбрасывайте презервативы в унитаз.

EE Keerake kasutatud kondoom kokku, asetage see salvrätiku sisse ja visake prügikasti. Ärge visake kondoomi WC potti.

LV Pēc prezervatīva izmantošanas ietiniet to salvetē un izmetiet to atkritumu grozā. Nemet prezervatīvu WC podā.

LT Nuimkite panaudotą prezervatyvą ir jį išmeskite. Niekada nemeskite prezervatyvo į unitazą.

CZ Po použití zabalte kondom do papírového kapesníčku a zlikvidujte hygienickým způsobem (nikdy kondom nespouchejte do záchodu).



DE Benutzen Sie keine Kondome, bei denen das Verfalldatum abgelaufen, die Verpackung bzw. Folie beschädigt ist oder offensichtliche Mängel erkennbar sind.
GB If the foil of the condom is damaged or if the date has expired, do not use the condom inside.

RU Выбрасывайте презерватив неиспользованным, если его упаковка (фольга) помята, вскрыта или он имеет явные дефекты, а так же по истечении срока годности.

EE Visake kondoom ära, kui pakend (foolium) on kortsus, avatud või see on defekte.

LV Nekādā gadījumā nelietot prezervatīvu, ja tam ir konstatēti acimredzami bojājumi (saplīsis, kļūvis neelastīgs), kā arī bojāts tā iepakojums (folija) vai beidzies derīguma termiņš.

LT Išmeskite prezervatyvą nepanaudotą, jei pakuotė (folija) sulamdyta, atplėsta ar turi kitokius matomus defektus.

CZ Pokud je obal kondomu poškozen nebo uplynulo datum spotřeby, kondom nepoužívejte.



DE Verwenden Sie in Verbindung mit Kondomen keine Vaseline oder andere Öl- und fetthaltige Flüssigkeiten, Kühlsalbe, Massage- oder Babyotionen. Es kann zur Qualitätsverschlechterung von Latexkondomen führen. Benutzen Sie ausschließlich für den Gebrauch mit Kondomen empfohlene Gleitmittel.

GB Do not use oil base lubricants such as petroleum jelly, cold cream, baby and massage oil. This can result in the deterioration of latex condoms and subsequent failure of the products. Only use lubricants recommended for use with condom.

RU Не используйте масляные смазки такие как вазелин, охлаждающий крем, детское и массажное масло. Это может привести к ухудшению качества латексных презервативов. Используйте только те лубриканты, которые рекомендованы для применения с презервативами.

EE Mitte kasutada õli baasil lubrikante nagu vaseliin, jahutav kreem, beebi- ja massaažõli. Nende kasutamine võib rikkuda latekskondoomide kvaliteeti. Koos tootega võib kasutada ainult neid übeisteid, mis on mõeldud kasutamiseks koos kondoomidega.

LV Neizmantojiet smēres uz eļļas bāzes, tādas kā vazelīns, atvēsinošos krēmus, bērnu un masāžu krēmus. Tas var ietekmēt kvalitāti lateksa prezervatīvam. Lietojiet tikai tos lubrikantus, kuri ieteicami lietošanai ar prezervatīviem.

LT Nenaudokite aliejinį tepalų tokių kaip vazelinas, šaldantis kremas, vaikiškas ar masažinis aliejus. Del to gali pablogėti prezervatyvo latekso kokybė. Naudokite tik tuos lubrikantus, kurie rekomenduojami naudoti su prezervatyvu.

CZ Nepoužívejte lubrikanty na bázi oleje, například oleje masážní, tělové, dětské, máslové, margarínové, vazelínové atd., protože olej může latexové kondomy poškodit.



DE Kühl und trocken lagern, bei einer Temperatur von 0 bis 25° C, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht im Geldbeutel oder im Autohandschuhfach aufbewahren.

GB Store in dry place at the temperature from 0 to 25°C far from heating sources and direct sunlight. Do not store in wallets or glove compartments!

RU Хранить в сухом месте при температуре 0–25°С, вдали от прямых солнечных лучей. Не хранить в кошельке и в салоне автомобиля!

EE Säilitada kuivas kohas temperatuuri 0 kuni 25°C, kaitstuna otseste päikesekiirte eest. Mitte säilitada rahakotis või autosalongis.

LV Uzglabāt sausā vietā no 0 līdz 25°C temperatūrā, sargāt no siltuma avotiem un tiešu saules staru iedarbības. Neglabāiet makā un automašīnas salonā.

LT Laikyti sausoje, 0 - 25°C temp., vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikyti pinigineje ar automobilio salone.

CZ Uchovávejte na suchém místě při teplotě 0°C až 25°C mimo zdroje tepla a přímé sluneční záření. Neuchovávejte v peněžence ani v odkládacích přihrádkách v autě!



DE Nur zum einmaligen Gebrauch.

GB For disposable using only.

RU Только для однократного использования.

EE Ainult ühekordseks kasutamiseks.

LV Tikai vienreizējai lietošanai.

LT Tik vienkartiniam naudojimui.

CZ Pouze pro jednorázové použití.



DE Elektronisch getestet.

GB Electronically tested.

RU Проверено электроникой.

EE Kondoom on elektrooniliselt testitud.

LV Elektroniski pārbaudīti.

LT Patikrinta su elektronika.

CZ Elektronicky testováno.